

DE RESULTATEN.

Before

After



Courtesy of Dima Ali, MD
Results after 7 treatments

Before

After



Courtesy of Scott Callahan, MD
Results after 6 treatments

Before

After



Courtesy of Anti-Aging Ltd.
Results after 6 treatments

Before

After



Courtesy of Eric Adler, MD
Results after 10 treatments

Before


After



Courtesy of Scott Callahan, MD
Results after 6 treatments

Before

After



Courtesy of Lowcountry Plastic Surgery
Results after 3 treatments

TECHNICAL SPECIFICATIONS VENUS FREEZE+	
Input Voltage	100-240 V, 50-60 Hz, Max. 5A
Output RF Frequency	1 MHz
Max. RF Output Power	Up to 150 watts
(MP)2 Applicators	DiamondPolar™ Applicator OctiPolar™ Applicator
Number of (MP)2 Synthesizers	Up to 8
Magnetic Pulse Frequency	15 Hz
Magnetic Field	15 Gauss
Dimensions	65 cm x 55 cm x 110 cm 25.6 in x 21.7 in x 43.3 in (D x W x H)
Weight	25 kg / 55 lb

MEER INFO:
JOVILUX BVBA
Leupegemstraat 32
9700 Oudenaarde
T. 055 31 50 82
info@jovilux.be
www.jovilux.be
www.venus-concept.be

ANTI-AGEING
MADE EASY







VENUS FREEZE Plus

Freeze Plus™ is een zeer gebruiksvriendelijk, veilig systeem voor niet-invasieve anti-ageing en liftende behandelingen door middel van multipolaire radiofrequentie en electromagnetische pulsen. Deze techniek is volstrekt pijnloos, zonder hersteltijd en geschikt voor alle huidtypes. Dit toestel is het meest geavanceerd op vlak van veiligheid voor de patiënt en gebruiksgemak voor de operator met consistente, zichtbare resultaten tot gevolg.

NIET-INVASIEVE ANTI-AGEING BEHANDELINGEN

Freeze Plus™ verstevigt verslachte huid en vermindert rimpels en fijne lijntjes door versteviging van de dermale structuur, stimulatie van collageen en elastine, aanmaak van nieuwe fibroblasten en neocollagenase.

GEAVANCEERDE VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

De geïntegreerde Automatische Temperatuurcontrole (ATC) laat toe om de temperatuur van de behandeling 1000 maal per seconde te controleren zodat optimale veiligheid en comfort voor de patiënt altijd gegarandeerd kan worden.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het vooraf instellen van de behandelparameters zorgt ervoor dat de behandeling zorgeloos kan worden uitgevoerd: het toestel zorgt er autonoom voor dat de ingestelde temperatuur gehandhaafd blijft zonder die manueel te moeten controleren.

GEEN PIJN, GEEN HERSTELTIJD EN VEILIG VOOR ALLE HUIDTYPES

Radiofrequentietechnologie (RF) is bewezen veilig te zijn voor alle huidtypes. Samen met pijnloos te zijn en geen hersteltijd te hebben, zal je een hogere klantentevredenheid zien met Venus Freeze Plus™ behandelingen.

HOGERE RETURN ON INVESTMENT

Het unieke businessmodel van Venus Concept garandeert een berekend risico bij investering en een korte terugverdientijd.



(MP)² TECHNOLOGIE.

DIAMONDPOLAR™ EN OCTIPOLAR™

De Freeze Plus™ heeft twee behandelkoppen: DiamondPolar™ voor kleinere behandelzones zoals gelaat en OctiPolar™ voor grotere (lichaams-) zones. Deze beide lichtgewicht, ergonomisch ontworpen koppen bevatten de gepatenteerde (MP)²-technologie die Multipolaire Radiofrequentie en Elektromagnetische Pulsen combineert.



MULTIPOLAIRE RADIOFREQUENTIE

De Venus Concept Multipolaire Radiofrequentie (RF) maakt gebruik van een uniek algoritme in de behandelkop dat zorgt voor een homogene warmte-aanvoer in alle huidlagen waardoor we de therapeutische temperatuur zeer snel bereiken en makkelijk kunnen behouden. Dit resulteert in een hogere efficiëntie en een beter resultaat per behandeling. Door de automatische temperatuurcontrole (ATC) is er geen koeling nodig, is de behandeling altijd veilig en zeer aangenaam en ontspannend voor de klant.



ELEKTROMAGNETISCHE PULSEN

Het effect van Multi-Polaire RF wordt op lange termijn gefixeerd door de Electromagnetische Pulsen (PEMF), uniek op de medisch-cosmetische markt. PEMF is een non-thermale technologie die al decennia toegepast wordt in de conventionele geneeskunde wegens de positieve effecten op het herstel van de huid. PEMF zorgt onder andere voor neo-collagenase (aanmaak van nieuwe capillairen) en de aanmaak van nieuwe fibroblasten, waardoor nieuw collageen en elastine ontstaat in de huid.



HET SYNERGETISCHE EFFECT VAN MULTIPOLAIRE RADIOFREQUENTIE EN ELEKTROMAGNETISCHE PULSEN (MP)²

verhoogt dus synergetisch de collageenproductie aan de hand van twee onafhankelijke mechanismen: Multipolaire Radiofrequentie (thermisch) en Elektromagnetische Pulsen (a-thermisch). De radiofrequentie stimuleert de fibroblast rechtstreeks tot aanmaak van collageen en elastine, terwijl elektromagnetische pulsen aanmaak van nieuwe fibroblasten veroorzaken door de afgifte van de groeifactor FGF-2. Samen werken ze aan het verhogen van de collageensynthese. (MP)² is bewezen effectief in het hermodelleren van collageen voor huidversteviging en de aanmaak van nieuwe capillairen, die belangrijk zijn voor aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof en een verbeterde afvoer van afvalstoffen.



DE BESTE KEUZE VOOR U!

Venus Freeze Plus™ is gemakkelijk in gebruik, veilig, aangenaam voor de klant en geeft de beste resultaten op lange termijn. Dit toestel garandeert een interessant terugverdienmodel én een trouwe, blijvend terugkerende klantenportefeuille!

AUTOMATISCHE TEMPERATUURCONTROLE

De Venus Freeze Plus™ is uitgerust met automatische temperatuurcontrole (ATC) waardoor de specialist gemakkelijk een doeltemperatuur kan selecteren die geschikt is voor een specifieke klant en behandelzone. Dit uniek kenmerk maakt het eenvoudig om een stabiele therapeutische temperatuur te behouden tijdens de behandeling waardoor de consistentie van de resultaten wordt verbeterd. ATC draagt ook bij tot de veiligheid van de behandeling.



ACTUELE TEMPERATUURINFORMATIE

De Venus Freeze Plus™ koppen zijn uitgerust met geïntegreerde sensoren die actuele temperatuurinformatie verstrekken waardoor het temperatuurprofiel van de huid eenvoudig en onmiddellijk kan worden gecontroleerd. De display van het toestel geeft de temperatuur aan tijdens de behandeling zodat de specialist optimale veiligheid en effectiviteit kan garanderen.

